


Anti-Dvl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92997

Artikelnummer: CM0026355



Einführung

Der kaninchen polyklonale DVL3-Antikörper von CamelBio zielt auf das menschliche Segmentpolaritätsprotein Dishevelled-3 ab. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DVL3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	DRS3; DVL3
Spezies	Mensch
GenID	1857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 580-650 des menschlichen DVL3 (NP_004414.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92997
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel