

## Polyklonaler Anti-Dynamin-3-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq16

Artikelnummer: CM0015652



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Dynamin 3 (Dyna III), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des vesikulären Transports und der Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Dynamin 3 Kaninchen-pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | Dyna III; Dynamin 3                                                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)   | 26052                                                                                                                                |
| GeneID            | 26052                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 410-555 des humanen Dynamins 3 (NP_001265181.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                          |
| SWISS             | Q9UQ16                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 98 kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                             |