

Anti-Dynamin 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uq16

Artikelnummer: CM0003369



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der auf humanes Dynamin-3 (DNM3) abzielt. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Detektiert humane und murine Proben mit einer vorhergesagten Bande bei 98 kDa. Ideal für Studien zu Endozytose und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dynamin 3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Dyna III; Dynamin 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26052
Gen-ID	26052
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 700-800 von humanem Dynamin 3 (Q9UQ16) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UQ16
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel