


Anti-Dync1H1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14204

Artikelnummer: CM0021628



Einführung

DYNC1H1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Spezifisch für menschliches DYNC1H1 (Zytoplasmatisches Dynein 1 schwere Kette 1, 532 kDa), ein Motorprotein für den intrazellulären retrograden Transport und den Aufbau der mitotischen Spindel. Ideal für Forschung in Zellbiologie und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNC1H1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT20; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1; DYNC1H1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1778
Gen-ID	1778
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen DYNC1H1 (NP_001367.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14204
Proteingewicht	532 kDa
Versand	Eisbeutel