

Anti-Dync1i1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14576

Artikelnummer: CM0024807

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DYNC1I1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum zytoplasmatischen Dynein-Motor und intrazellulären Transport. - O14576

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNC1I1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DNCI1; DNCIC1; DYNC1I1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1780
GeneID	1780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem DYNC1I1 (NP_001129028.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14576
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel