

## Polyklonaler Anti-Dync1I2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13409

Artikelnummer: CM0016846



### Einführung

Polyklonaler DYNC1I2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, reaktiv gegenüber der zytoplasmatischen Dynein-1-Intermediärkette 2 aus Mensch, Maus und Ratte, einem wichtigen Motorprotein für den intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DYNC1I2-Kaninchen-pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | IC2; DIC74; DNCI2; NEDMIBA; DYNC1I2                                                                                              |
| Art               | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 1781                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 352-612 des menschlichen DYNC1I2 (NP_001258717.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | Q13409                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 71 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                         |