

## Polyklonaler Anti-Dync2H1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ncm8

Artikelnummer: CM0014769



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-DYNC2H1-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch und Ratte. Gewonnen aus einem rekombinanten Immunogen (aa1-250). Ideal für die Erforschung der Zilienbiogenese und des intraflagellären Transports.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DYNC2H1-Kaninchen-pAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRPS2B; hdhc11; DYNC2H1                                                                                    |
| Art               | Mensch                                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 79659                                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 79659                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein   Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-250 des humanen DYNC2H1 (NP_001073932.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Ratte                                                                                                                                              |
| SWISS             | Q8NCM8                                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 493 kDa                                                                                                                                            |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                           |