

Anti-Dync2Li1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tcx1

Artikelnummer: CM0027186



Einführung

DYNC2LI1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA; erkennt menschliches, mäuseiches und rätliches zytoplasmatisches Dynein 2 leichtes Zwischenkettchen 1; geeignet für die Zilienbiologie und Erforschung des intraflagellären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNC2LI1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51626
GenID	51626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-352 des menschlichen DYNC2LI1 (NP_001180393.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCX1
Proteinmasse	40kDa
Versand	Eisbeutel