


Anti-Dynein-Zwischenkette 1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui46

Artikelnummer: CM0011826



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der auf menschliche Dynein-Zwischenkette 1 (DNAI1) abzielt, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zilienbeweglichkeit und primärer ziliärer Dyskinesie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dynein-Zwischenkette 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; Dynein intermediate chain 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27019
GeneID	27019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-200 der menschlichen Dynein-Zwischenkette 1 (Q9Ui46) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui46
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel