


Anti-Dynll1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Artikelnummer: CM0013588



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches DYNLL1 (Dynein-Leichtkette 1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNLL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
Spezies	Mensch
GenID	8655
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-89 von menschlichem DYNLL1 (NP_003737.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63167
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel