


Anti-Dynll1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63167

Artikelnummer: CM0012808



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes DYNLL1 (Dynein Leichtkette 1, LC8/PIN), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Zytoskelett, Apoptose und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNLL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8655
Gen-ID	8655
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-89 von humanem DYNLL1 (P63167) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63167
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eisbeutel