

Polyklonaler Anti-Dynll2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Fj2

Artikelnummer: CM0015762



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DYNLL2, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Dynein und intrazellulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNLL2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140735
Gen-ID	140735
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96FJ2
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku