

Anti-Dynll2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fj2

Artikelnummer: CM0017559



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DYNLL2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt die cytoplasmatische Dynein-Leichtkette 2, die am intrazellulären Transport in Human-, Maus- und Rattenproben beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYNLL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	140735
GeneID	140735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-89 von humanem DYNLL2 (NP_542408.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96FJ2
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel