


Anti-Dyrk1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13627

Artikelnummer: CM0012929



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DYRK1A, validiert für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen, UniProt Q13627. Geeignet für die Untersuchung der DYRK1A-Kinase bei DNA-Reparatur und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYRK1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MNB; DYRK; HP86; MNBH; MRD7; DYRK1; DYRK1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1859
GenID	1859
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 624-763 des menschlichen DYRK1A (NP_001387.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13627
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel