

Anti-Dyrk2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Artikelnummer: CM0027064



Einführung

Anti-DYRK2 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines DYRK2, eine Dual-Spezifitäts-Kinase, die an Zellzyklusregulation, Apoptose und DNA-Schadensantwort beteiligt ist. Ideal für Studien zur Kinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYRK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DYRK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8445
Gen-ID	8445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 429-528 von menschlichem DYRK2 (NP_003574.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92630
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel