

## Anti-Dyrk2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92630

Artikelnummer: CM0021146



### Einführung

Validierter DYRK2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Zielt auf eine doppeltspezifische Kinase ab, die an Zellzyklus, Apoptose und DNA-Schadensantwort beteiligt ist. Ausgerichtet auf Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DYRK2 Kaninchen pAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | DYRK2; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                           |
| GenID             | 8445                                                                                                             |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von menschlichem DYRK2 entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | Q92630                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 59 kDa/66 kDa                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                        |