

Anti-Dyrk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr20

Artikelnummer: CM0023363

Einführung

Anti-DYRK4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt duale spezifische Tyrosin-phosphorylierungsregulierte Kinase 4 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Spermiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DYRK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DYRK4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8798
GenID	8798
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 330-480 von menschlichem DYRK4 (NP_003836.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR20
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel