


Anti-Dystrophin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Artikelnummer: CM0016991



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Dystrophin (Gen-ID: 1756) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu neuromuskulären Erkrankungen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Dystrophin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; Dystrophin
Spezies	Human
GenID (Human)	1756
GenID	1756
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 346-635 von humanem Dystrophin (NP_003997.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11532
Proteingewicht	427kDa
Versand	Eisbeutel