


Anti-E-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P09803

Artikelnummer: CM0010079



Einführung

Mäuse-monoklonaler Antikörper gegen E-Cadherin (98kDa, SWISS P09803). Validiert für IHC-P und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Zelladhäsions- und Epithelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E-Cadherin Maus mAb
Bemerkungen/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Cadherin
Spezies	Maus
GeneID (Human)	999
GeneID	12550
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-E-Cadherin
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09803
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel