

Anti-E-Cadherin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Artikelnummer: CM0026248



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes E-Cadherin (CDH1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. 97 kDa. Ideal für Zelladhäsions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E-Cadherin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Spezies	Mensch
Gen-ID	999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 373-622 von humanem E-Cadherin (NP_004351.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12830
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel