

Anti-E-Cadherin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Artikelnummer: CM0014358



Einführung

Anti-E-Cadherin Kaninchen-pAk, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, epithelialer Integrität und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E-Cadherin Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	999
GenID	999
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 373-622 von menschlichem E-Cadherin (NP_004351.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12830
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel