

Anti-E-Cadherin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

Artikelnummer: CM0002230



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches E-Cadherin. Validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der Forschung zu Zelladhäsion, EMT und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E-Cadherin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
Spezies	Mensch
GenID	999
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 701-800 von menschlichem E-Cadherin entspricht (NP_004351.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12830
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel