

## Anti-E-Cadherin/Cd324 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P12830

Artikelnummer: CM0004652



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes E-Cadherin/CD324 für die Durchflusszytometrie. Targetiert die extrazelluläre Domäne (AS 155-707). Spezies-Reaktivität: Mensch. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~97 kDa. Geeignet für Studien zu Zelladhäsion und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Kaninchen-anti-humanes E-Cadherin/CD324 mAk                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324                                                                                             |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)     | 999                                                                                                                                    |
| GenID              | 999                                                                                                                                    |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 155-707 des humanen E-Cadherin/CD324 enthält (NP_004351.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung          | FC                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                                 |
| SWISS              | P12830                                                                                                                                 |
| Proteinmasse       | 90kDa/97kDa                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                              |