

Anti-E-Selectin/Cd62E Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00690

Artikelnummer: CM0022253

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen Maus E-Selectin/CD62E. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion, Entzündung und Endothelaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E-Selectin/CD62E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6401
Gen-ID (Maus)	20339
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 22-557 von Maus E-Selectin/CD62E (NP_035475.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00690
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel