


Anti-E2A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15923

Artikelnummer: CM0018814



Einführung

E2A Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den Transkriptionsfaktor TCF3/E2A ab, der an Differenzierung und B-Zellentwicklung beteiligt ist. Ideal für Studien zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6929
GenID	6929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-525 des humanen E2A (P15923) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15923
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eispackung