


Anti-E2A/Tcf3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15923

Artikelnummer: CM0005971



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes E2A/TCF3, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Transkriptionsregulation, B-Zell-Differenzierung und Krebs. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2A/TCF3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; Transkriptionsfaktor 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 379-525 von humanem E2A/TCF3 (NP_003191.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15923
Proteingewicht	67kDa/68kDa
Versand	Eisbeutel