


Polyklonaler Anti-E2F1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01094

Artikelnummer: CM0020482



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen E2F1, einen Transkriptionsfaktor, der den Zellzyklus und die Apoptose reguliert. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die onkologische Forschung und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1869
GeneID	1869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-301 des humanen E2F1 entspricht (NP_005216.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01094
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku