


Anti-E2F4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16254

Artikelnummer: CM0003559



Einführung

Entdecken Sie unseren Anti-E2F4 Kaninchen monoklonalen Antikörper, optimiert für WB und ELISA in humanen und murinen Modellen. Ideal für die Erforschung von Zellzyklusregulation und Transkriptionskontrollmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E2F-4; E2F4
Spezies	Human
Gen-ID	1874
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem E2F4 (Q16254)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q16254
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel