


Anti-E2F8 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - A0Avk6

Artikelnummer: CM0015090



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes E2F8, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Validiert für Forschung zu Zellzyklus, Transkriptionsregulation und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	E2F8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2F-8; E2F8
Spezies	Human
GeneID (Human)	79733
GeneID	79733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 788-867 von humanem E2F8 (NP_078956.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	A0AVK6
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eistasche