


Anti-Eaat1/Slc1A3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43003

Artikelnummer: CM0005614



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches EAAT1/SLC1A3, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Studien zum Glutamattransport und zur erregenden Neurotransmission.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EAAT1/SLC1A3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6507
GenID	6507
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem EAAT1/SLC1A3 entspricht (P43003)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43003
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel