


Anti-Eaat2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

Artikelnummer: CM0009974



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes EAAT2 (SLC1A2) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Glutamatransporter-Studien in der synaptischen Funktion und neurologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EAAT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6506
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43004
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel