


Anti-Eaat2/Slc1A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P43004

Artikelnummer: CM0014539



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), validiert für WB, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Glutamat-Transporter für die synaptische Biologie und die Erforschung neurologischer Erkrankungen ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EAAT2/SLC1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6506
GenID	6506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 474-574 von menschlichem EAAT2/SLC1A2 (NP_004162.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43004
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel