


Anti-Eaf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Jc9

Artikelnummer: CM0022219



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EAF1 (ELL-associated factor 1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch und Ratte. EAF1 ist ein transkriptioneller Transaktivator der ELL/ELL2-Elongationsaktivitäten und lokalisiert in nukleären Speckles sowie Cajal-Körpern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EAF1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EAF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	85403
GeneID	85403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-120 des humanen EAF1 (NP_149074.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96JC9
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel