

Anti-Ears2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Jph6

Artikelnummer: CM0018308

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EARS2 (mitochondriale Glutamyl-tRNA-Synthetase). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Translation und der Aminoacyl-tRNA-Synthetasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EARS2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MSE1; glURS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
Spezies	Mensch
Gen-ID	124454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-220 des humanen EARS2 (NP_001295140.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q5JPH6
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku