


Anti-Eb3/Mapre3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upy8

Artikelnummer: CM0029570



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches EB3/MAPRE3 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus. Entwickelt für Studien zur Mikrotubuli-Dynamik, Spindelfunktion und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EB3/MAPRE3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22924
GenID	22924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-281 von menschlichem EB3/MAPRE3 (NP_036458.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UPY8
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel