


Anti-Eb3/Mapre3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upy8

Artikelnummer: CM0003528



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes EB3/MAPRE3 (Mikrotubuli-assoziiertes Protein RP/EB-Familienmitglied 3). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Zellteilungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EB3/MAPRE3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22924
GenID	22924
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 182-281 von humanem EB3/MAPRE3 (Q9UPY8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPY8
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel