


Anti-Ebf3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4W6

Artikelnummer: CM0019070



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes EBF3 (COE3). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBF3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	COE3, OE-2, EBF-3, HADD5, O/E-2, EBF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	253738
GenID	253738
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem EBF3 (NP_001005463.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9H4W6
Proteinmasse	65kDa
Versand	Eisbeutel