

Anti-Ebi3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14213

Artikelnummer: CM0002141



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes EBI3 (IL-27 Untereinheit Beta), kreuzreaktiv mit human, Maus, Ratte. Validiert für WB und ELISA. Das Ziel ist ein sezerniertes Zytokin, das an der Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBI3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Spezies	Human
GeneID (human)	10148
GeneID	10148
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-229 von humanem EBI3 (Q14213) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14213
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel