


Anti-Ebna1Bp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Artikelnummer: CM0030434



Einführung

CamelBio liefert Anti-EBNA1BP2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P40, EBP2, NOBP) validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Dieser Antikörper targetiert das wahrscheinliche rRNA-Verarbeitungsprotein EBP2, ein nukleoläres Protein, das an der Ribosomenbiogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBNA1BP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliasse	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10969
GenID	10969
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-306 des menschlichen EBNA1BP2 (NP_006815.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99848
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel