


Anti-Ebp Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15125

Artikelnummer: CM0016211



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches EBP (3-beta-Hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-Isomerase), validiert für Western Blot und ELISA.

Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschungen zum Cholesterinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
Spezies	Mensch
Gen-ID	10682
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen EBP (NP_006570.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15125
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel