

Anti-Ebp1/Pa2G4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq80

Artikelnummer: CM0010839



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes EBP1/PA2G4 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zellproliferation, ERBB3-Signalübertragung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBP1/PA2G4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Spezies	Human
GenID (Human)	5036
GenID	5036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-394 von humanem EBP1/PA2G4 (NP_006182.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ80
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel