

Anti-Ebp1/Pa2G4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Artikelnummer: CM0028339



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen EBP1/PA2G4, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ERBB3-Signaltransduktion, Zellproliferation und rRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EBP1/PA2G4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Spezies	Mensch
Gen-ID	5036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-394 des menschlichen EBP1/PA2G4 (NP_006182.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ80
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel