

Anti-Ecd Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95905

Artikelnummer: CM0022236

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen ECD (ecdysoneless homolog) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von p53-Stabilität, Transkription und Zellzyklusprogression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11319
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 435-644 des menschlichen ECD (NP_009196.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95905
Proteinmasse	73kDa
Versand	Eisbeutel