


Anti-Ech1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13011

Artikelnummer: CM0011404



Einführung

KD validierter kaninchen monoklonaler Anti-ECH1 Antikörper (HPXEL) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetiert die mitochondriale delta(3,5)-delta(2,4)-dienoyl-CoA-Isomerase (SWISS Q13011).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validiert] ECH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HPXEL
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1891
GenID	1891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-322 des menschlichen ECH1 (NP_001389.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13011
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel