

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Echdc2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Yb7

Artikelnummer: CM0016343

Einführung

Polyklonaler ECHDC2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt humanes ECHDC2 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des mitochondrialen Fettsäure- und Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECHDC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ECHDC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55268
Gen-ID	55268
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-292 des humanen ECHDC2 (NP_001185890.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86YB7
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Icebag