


Anti-Eci1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42126

Artikelnummer: CM0015165



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen ECI1 (Enoyl-CoA-Delta-Isomerase 1, mitochondrial), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus; 33 kDa; ideal für Studien zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECI1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DCI; ECI1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1632
GenID	1632
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42126
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel