


Anti-Eci2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075521

Artikelnummer: CM0013443



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyclonaler Antikörper gegen menschliches ECI2 (Enoyl-CoA-Delta-Isomerase 2). Validiert für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Fettsäurestoffwechsel und peroxisomalen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dj1013A10.3; ECI2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10455
GeneID	10455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-364 von menschlichem ECI2 (NP_006108.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075521
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel