

Anti-Ecm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16610

Artikelnummer: CM0022996

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ECM1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Er kreuzreagiert mit Maus und zielt auf ein 61 kDa sekretiertes Glykoprotein ab, das an der Knochenbildung und Angiogenese beteiligt ist, geeignet für die Forschung an extrazellulärer Matrix und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ECM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	URBWD; ECM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1893
GenID	1893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 280-405 von humanem ECM1 (NP_004416.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16610
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel