


Anti-Edar-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Une0

Artikelnummer: CM0028085



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EDAR, den Ektodysplasie-A-Rezeptor. Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. EDAR vermittelt NF-κB- und JNK-Signalwege und ist mit ektodermalen Dysplasien in Verbindung gebracht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDAR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Spezies	Human
GeneID (human)	10913
GeneID	10913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-187 von humanem EDAR (NP_071731.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UNE0
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche