

Anti-Edaradd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wwz3

Artikelnummer: CM0015681

Einführung

EDARADD Rabbit pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper, der für WB und ELISA geeignet ist und das humane EDARADD-Protein detektiert. Dieses Adapterprotein ist entscheidend für die Morphogenese ektodermaler Organe und die NF-κB-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDARADD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	128178
Gen-ID	128178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-215 von humanem EDARADD (NP_665860.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WWZ3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche